

	LABORATUVAR MİKROMOTOR CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman Kodu	SH.PL.03.02
		Yayın Tarihi	26.12.2017
		Revizyon Tarihi	08.03.2022
		Revizyon No	01

1.AMAÇ: Laboratuvar mikromotor cihazının çalıştırılmasının ve bakım onarımının tanımlanması

2.KAPSAM: Bu talimat Teknik hizmetler ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.SORUMLULAR

Teknik Servis Personeli

Cihazı Kullanan Personel

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

4.1.1 Cihazın teknik özellikleri; 50.000 devir kömürsüz, dizden ve ayaktan kumanda, digital göstergeli, 230 watt 220 volt-50 Hz Max.Tork 7,5N-cm

4.1.2 Diş dizimlerin de diş kesmek için kullanılır. Mufladan çıkan protezin bitim tesfiesi ve zımparası için kullanılır.

4.1.3 Kırık protez ve diş ilavesinin her türlü işleminde kullanılır.

4.1.4 Döner aletin tam olarak yerine oturup oturmadığını ve dönme hızını, düğmesinin ilgili basamağına oturup oturmadığını kontrol ediniz.

4.1.5 Dönme devri ayar düğmesi ile istenilen bir dönme hızı ayarlanır.

4.1.6 POWER güç düğmesini ‘on’ konumuna getiriniz. Güç göstergesi yeşil renkte yanacaktır.

4.1.7 Ayak yada diz pedalına basınca istenilen hızda çalışmaya başlayacaktır.

4.1.8 Başlık manşonunu daima yerine oturana kadar çeviriniz. Sıkıştırma tertibatı açık konumda iken başlık bloke edilmiş vaziyettedir. İstenmeden motorun çalıştırılması halinde elektronik devre otomatik olarak çalışmayı durduracaktır.

4.1.9 Koruyucu gözlük ve koruyucu panolar kullanınız. Aşındırma ve freze işlemi sırasında oluşan sıcak parçalara karşı kendinizi koruyunuz. Sağlığa zararlı olması halinde (oluşan gazlar, buharlar veya diğer atık maddeler),gerekli emniyet tedbirleri alınız(emme tertibat).

4.1.10 Döner aletlerin değişimi sırasında dental laboratuvar ünitesinin istenmeden çalışmasını önlemek için POWER güç anahtarını ‘off ‘ konumuna getiriniz.

4.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

4.2.1 Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin yapılmasını sağlar.

4.2.2 Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine “ **KULLANIM DIŞI EKİPMAN**” etiketi asılır.

4.2.3 Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Arıza Bildirim Formu

Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı

Kullanım Dışı Ekipman Etiketleri